

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Une avance réelle à tout point de vue.

HEINE EL10 LED®

Lampe d'examen à LED





Peu de lampes sont aussi lumineuses, aucune n'est aussi homogène que la nôtre. Le meilleur éclairage pour chaque utilisation.

Stationnaire tout en restant flexible. Lumineuse tout en restant homogène. Peut être ajustée d'une seule main et être réglée facilement. LED – économe et offrant une excellente fidélité de couleur. Notre lampe d'examen réunit de nombreuses caractéristiques qui facilitent le travail quotidien. Les avantages en aperçu:



RÉGLAGE EN CONTINU

L'intensité lumineuse peut être réglée en continu entre 6.500 et 45.000 lux, la taille du spot est réglable de 8,5 à 14 cm de diamètre. Les deux à une distance de travail de 30 cm. Cela permet d'adapter l'éclairage au mieux à toute situation d'examen.



AJUSTEMENT GÉNIAL D'UNE SEULE MAIN

Les boutons de réglage précis et ergonomiques permettent un ajustement intuitif et rapide de la luminosité et de la taille du spot. Son design intemporel et puriste s'intègre harmonieusement dans tout intérieur de cabinet moderne.



CONSTRUCTION COMPACTE

La tête lumineuse compacte (Ø environ 60 mm) permet un éclairage pratiquement coaxial, particulièrement dans des situations difficiles.



Éclairage avec
LED conventionnelle



LED^{HQ}:
Éclairage de qualité HEINE



LED normale:
Couleurs dénaturées



LED^{HQ}:
Le rouge reste rouge



Plus de lumière. Plus de flexibilité. Plus de possibilités.

FONCTIONNALITÉ EN QUALITÉ HEINE



La construction sophistiquée avec bras articulé flexible maintient la lampe exactement dans la position voulue – aujourd'hui et pour de nombreuses années.



Un système de contrôle électrique surveille toutes les fonctions et garantit la sécurité.



Le châssis hermétique permet un nettoyage facile et une désinfection efficace.



HEINE fournit la fixation parfaite pour toute utilisation – fixation murale ou fixation pour montage sur table ou pied à roulettes pour l'utilisation mobile.

HEINE LED^{HQ} : LUMIÈRE QUI MONTRE LES COULEURS TELLES QU'ELLES SONT.



LUMINOSITÉ

Pour pouvoir discerner même les variations les plus minimes il faut un éclairage lumineux du champ d'observation. Mais il ne s'agit pas d'utiliser la LED la plus brillante, mais de trouver la luminosité idéale pour chaque situation d'examen. Nous garantissons cela pour tous nos instruments à LED.



HOMOGENÉITÉ

L'optique est composée de trois lentilles spécialement alignées et produit un champ d'éclairage absolument homogène et nettement délimité.



**CRI
85**

RENDU DES COULEURS

Afin d'obtenir une température de couleur authentique, nous trions à la main les LEDs 10 Watt de haute performance. Cet effort nous permet de garantir que chaque EL10 LED produit le même éclairage. Indice de rendu des couleurs >85. Le résultat : Le rouge est rouge, le bleu est bleu.



GESTION THERMIQUE

Grace à une feuille thermoconductrice et un refroidisseur en aluminium, la chaleur générée par la LED est parfaitement évacuée, garantissant ainsi une luminosité et performance constante tout au long de vie de la LED.



**LONG
LIFE**

DURABILITÉ

Notre philosophie chez HEINE est de fabriquer les meilleurs instruments de diagnostic possibles. C'est pourquoi nos LEDs ont une durée de vie pratiquement illimitée et assurent leurs fonctions avec la même perfection, du jour où elles sont sorties de la chaîne de montage et tout au long de leur vie (jusqu'à 30.000 heures).



LED NOW IN HEINE QUALITY.



FIABILITÉ GARANTIE



HEINE ne fait aucun compromis pour fabriquer des instruments médicaux de haute qualité. Notre engagement pour l'intégration verticale au niveau de la fabrication signifie que nous contrôlons tous les aspects de la qualité de nos instruments, de l'utilisation de matériaux soigneusement choisis et parfaitement harmonisés jusqu'à un haut niveau d'assemblage manuel. Cela garantit que chaque instrument de HEINE répond aux exigences de tout environnement médical ou les dépasse. Nous assumons cet engagement avec une garantie de 5 ans!

Lampe d'examen EL 10 LED
avec fixation murale

J-008.27.001

Lampe d'examen EL 10 LED
avec fixation pour montage sur table

J-008.27.002

Lampe d'examen EL 10 LED
avec pied à roulettes en métal

J-008.27.003

Pour plus d'informations voir: www.heine.com



Lampe d'examen EL10 LED
avec fixation pour montage sur table



Lampe d'examen EL10 LED
sur pied à roulettes en métal



CHAQUE ÉTAPE UN GRAND PAS EN AVANT


Depuis 1984 HEINE Optotechnik développe des lampes d'examen. La première était la HKL avec sa technologie innovante de fibre optique. En 1992, nous avons lancé la HL1200, la première lampe avec technologie Xénon Halogène. La HL5000, introduite en 2000, a repoussé les limites de cette technologie. Maintenant nous y sommes de nouveau: nous avons avancé le développement de la LED à tel point que nous pouvons l'offrir en HQ – qualité HEINE.

Depuis des générations, les médecins peuvent compter à 100% sur la qualité de HEINE. Les produits HEINE représentent la pointe du marché mondial grâce à leur durabilité, performance et fonction et répondent aux normes internationales cruciales (ISO/IEC). Cet engagement inébranlable pour la qualité est le secret de notre succès. En concertation permanente avec médecins et universités, le département recherche et développement HEINE crée en permanence de nouveaux produits. Innovation, cela signifie pour nous d'écouter attentivement nos utilisateurs et de développer des produits qui facilitent leur travail quotidien.

HEINE a été fondé en 1946, est un leader indépendant sur le marché international et offre une gamme complète d'instruments de diagnostic. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à ce succès.

Sous réserve de modifications techniques.
© 2015 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.

ALLEMAGNE

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

ÉTATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinflall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Votre distributeur

05/15. A-000.00.255 f

