

# HEINE OMEGA 600

## ophtalmoscope indirect

### UN BREF APERÇU DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES.

Nous vous remercions d'avoir choisi HEINE OMEGA 600 et vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir à travailler avec votre nouvel instrument.



La vidéo « Comment configurer votre OMEGA 600 » donne la marche à suivre pour adapter l'instrument selon vos besoins.

# HEINE OMEGA 600

## ophtalmoscope indirect



**Fonction de basculement de l'unité optique**  
Pour des interactions plus pratiques avec les patients



**Oculaires:** Pour adapter au mieux votre instrument à votre vue, vous pouvez remplacer les oculaires +2D montés initialement par des lentilles neutres 0D



**Réglage largeur**



**Miroir de second observateur TM2**



**Housse de protection pour verre frontal**

Si vous souhaitez partager vos expériences ou vos découvertes, nous en serions très heureux :  
#heine #iuseheine #OMEGA600



[www.heine.com](http://www.heine.com)

05/23 V-300.00.046 f

