



**| Intubación
sin sorpresas.**



El nuevo vídeo laringoscopio HEINE visionPRO.

CON UNA CALIDAD DE IMAGEN MUY, MUY, MUY BUENA.

No hay nada más importante para la intubación rápida y fiable que la mejor vista de la glotis con una imagen brillante y nítida. Así es en cada intubación y todavía se supera en situaciones difíciles e imprevistas. Por eso, hemos combinado los mejores componentes en el nuevo vídeo laringoscopio HEINE visionPRO, desde la cámara hasta el procesamiento de imágenes de nuestra nueva pantalla HEINE allBRIGHT.

ALTAMENTE DURADERO. DESPUÉS DE TODO, SE HA FABRICADO EN ALEMANIA.

El nuevo HEINE visionPRO es altamente resistente y fiable. El cabezal del agarre y el marco de la pantalla están hechos de aluminio anodizado, mientras el mango y el brazo de la cámara están hechos de acero inoxidable. El cristal de la cubierta de la nueva pantalla allBRIGHT es altamente protector. Después de todo, la alta fiabilidad de los instrumentos HEINE es legendaria. Lo mismo se aplica a nuestro vídeo laringoscopio: Fabricamos «Made in Germany».

**Nove-
dad:**

La pantalla HEINE aIBRIGHT.

Nuestra nueva pantalla aIBRIGHT proporciona un color real y una imagen muy realista, también con luz ambiental brillante. No es ninguna sorpresa, porque HEINE es el primer y único distribuidor de vídeo laringoscopios a nivel mundial que ofrece una pantalla transflectiva.*

DIRECTO AL OBJETIVO.

Con su campo de visión extra grande en formato retrato, el nuevo HEINE visionPRO muestra una sección significativamente mayor de la glotis y la anatomía circundante relevante. Es decir, siempre se admite la orientación rápida y sencilla, también en situaciones críticas de tiempo. HEINE visionPRO cuenta con un manejo intuitivo y permite que el usuario se concentre plenamente en la intubación.


SEGURO, RÁPIDO Y FÁCIL DE LIMPIAR.

Para garantizar la máxima seguridad del paciente, la pantalla y el mango pueden separarse fácilmente para realizar numerosos procedimientos de reprocesamiento validados. El mango se puede desinfectar con un paño, o esterilizar a baja temperatura. El instrumento montado se puede reprocesar de forma higiénica con una desinfección de bajo nivel. Todo gracias a nuestras superficies suaves y fáciles de limpiar HEINE smoothSURFACE.

* Datos archivados

allBRIGHT

visionPRO



Lo más ecológico posible.

SOSTENIBILIDAD INCORPORADA.

El nuevo HEINE visionPRO tiene una batería recargable de litio que hemos elegido por su vida útil prácticamente infinita. De este modo, se reduce en costes, y sobre todo, en el impacto medioambiental. Las baterías de un solo uso no solo son costosas, sino que su fabricación y eliminación son muy problemáticas, por lo que no son sostenibles.

PRIMERA ESPÁTULA DE MATERIAL RECICLADO.

Y otra ventaja real al final: Nuestras espátulas visionPRO están fabricadas con material reciclado de frigoríficos desechados.

Al reciclar estos refrigeradores de una forma controlada, ahorramos al medio ambiente unas 200 toneladas métricas de CO₂ al año, desde el primer año. Es equivalente a 3,8 millones de millas de viajes en tren por persona, o unas 140 veces alrededor del mundo. Además, fabricamos las espátulas del vídeo laringoscopio visionPRO en una máquina que funciona con electricidad de origen ecológico. Más información acerca de la sostenibilidad en heine.com.

Para el diseño inteligente de nuestras espátulas hemos registrado y cedido varios derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

Quality made in Germany.

Vivimos y respiramos calidad. En todo lo que hacemos, en todos y cada uno de los productos que fabricamos. En cada lente que pulimos. En cada tornillo que apretamos. En cada fibra óptica que agrupamos. La calidad es el faro que nos guía en nuestro trabajo diario.

La durabilidad de nuestros instrumentos de diagnóstico primario es ya legendaria. Cada instrumento es el resultado de décadas de desarrollo de producto, de mejoras continuas y de una producción y un control de calidad al 100 % en nuestras propias instalaciones. Nos aseguramos minuciosamente de que nuestras altas expectativas de calidad se cumplan sin concesiones.

Así es como nos aseguramos de que nuestros productos de gama alta cumplen nuestra pretensión de ofrecer el diagnóstico más preciso y precoz posible. Ni más, ni menos.



[01]

visionPRO set Mac [01]

Vídeo laringoscopio visionPRO con el mango visionPRO HR1 Mac y la unidad de visualización visionPRO DS1, estación de carga visionPRO CS1 con fuente de alimentación enchufable **F-270.95.862**



[02]

visionPRO Mac 3 espátulas de un solo uso, caja de 10 [02] **F-000.22.243**

visionPRO Mac 4 espátulas de un solo uso, caja de 10 **F-000.22.244**

visionPRO HyMac 3 espátulas de un solo uso, caja de 10 **F-000.22.246**

visionPRO Mac 3 espátulas de un solo uso, caja de 50 **F-000.22.253**

visionPRO Mac 4 espátulas de un solo uso, caja de 50 **F-000.22.254**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Reservado el derecho a
modificación sin previo aviso.

07/23. A-000.00.328 ES

