

DIE QUALITÄT DER HEINE SPATEL IST IHREN PREIS WERT.

Die Wahrheit rund um
unsere wiederverwendbaren
Premium-Laryngoskope.

10
YEAR
GUARANTEE



Der Erste und Einzigste mit einer 10-Jahres-Garantie.



Hier **GRUND Nr. 1** von 27 guten Gründen
für die Qualität der **HEINE Spatel.**

Kein Einziger mit mehr als 5 Jahren Garantie.



Wer sich für die Qualität von HEINE Spateln entscheidet, hat mindestens 10 sorglose Jahre vor sich.

Denn das muss man sich erst einmal trauen:
Ab sofort geben wir auf unsere HEINE Classic+ F.O. Spatel eine weltweit einzigartige 10-Jahres-Garantie.²

Ganz einfach weil wir wissen, mit welcher Qualität und Sorgfalt wir unsere Spatel herstellen, und von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 12 Jahren ausgehen. Wir kennen jedoch zahlreiche Fälle aus der Praxis, in denen HEINE Spatel selbst nach 15 oder 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren, auch nach zahlreichen Autoklavierzyklen. HEINE Spatel werden in einer Mischung aus


computergesteuerten Fräsmaschinen und penibler, liebevoller Handarbeit hergestellt. Ausschließlich in Deutschland, von hochqualifizierten Fachkräften.

Günstiger als billige Lookalike-Spatel sind HEINE Spatel übrigens schon nach knapp 3 Jahren. Günstiger als Einmalspatel sind sie schon im ersten Jahr.

Das ist nur einer von 27 guten Gründen, die für die Qualität der HEINE Spatel sprechen. Einige Gründe auf den folgenden Seiten, alle 27 im Buch der Wahrheit unter heine.com/BdW

SICHERHEIT FÜR DEN PATIENTEN

HEINE Spatel mit dem smoothSURFACE Gütesiegel können absolut sicher hygienisch wiederaufbereitet werden.



smooth SURFACE

GRUND Nr. 8:
Hervorragende Qualität
der HEINE Fiber Optik.

GRUND Nr. 19:
Die neue, besonders gut
lesbare Beschriftung der
HEINE Classic+ Spatel.



GRUND Nr. 14:
Das glatte Ende der
HEINE Fiber Optik.

GRUND Nr. 17:
Es gibt LED. Und es gibt
LED in HEINE Qualität.

GRUND Nr. 18:
Der einzigartige HEINE
EasyClean Laryngoskopgriff.

Das sind nur 9 von 27
guten Gründen, die für
die Qualität der HEINE
Spatel sprechen. Einige
Gründe mehr auf den
folgenden Seiten, alle
27 im Buch der Wahrheit
unter heine.com/BdW

ÖKONOMISCH DURCH KOSTENERSPARNIS

**Ein HEINE Spatel nach
4.000 Intubationen.**



**Ein Lookalike-Spatel nach
250 Intubationen.**



GRUND Nr. 21:

Durch ihre überragende Langlebigkeit sind wiederverwendbare HEINE Spatel günstiger als andere Mehrwegprodukte. Im Vergleich zu Spateln, die nur halb so teuer sind, amortisieren sich HEINE Laryngoskope schon nach knapp 3 Jahren.³

Warum? Weil HEINE Spatel noch einwandfrei funktionieren, wenn Nachahmerprodukte schon kaputt gegangen sind und entweder neu gekauft oder repariert werden müssen. Diese Analyse haben wir bei einer repräsentativen Anzahl von Einrichtungen durchgeführt.

Denn in diesem Zeitrahmen entstehen für HEINE Classic+ Laryngoskope keine Wiederbeschaffungskosten für Ausfallprodukte, selbst nach wiederholten Autoklavierzyklen.

Im Übrigen greift unsere einzigartige 10-Jahres-Garantie, siehe auch Seite 2 und 3.


Das ist nur einer von 27 guten Gründen, die für die Qualität der HEINE Spatel sprechen. Weitere Gründe mehr auf den vorhergehenden Seiten, alle 27 im Buch der Wahrheit unter heine.com/BdW

IMMER DEN RICHTIGEN SPATEL

Wer die Auswahl hat, hat die Freude.

- ▶ Spatel nach Miller, Macintosh, WIS und Paed.
- ▶ Für jede Intubationstechnik, jede Gewohnheit und jede Vorliebe.
- ▶ In allen relevanten Größen.
- ▶ Aber immer made in Germany.

Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard).

LARYNGOSKOPSPATEL		
	SPATELGRÖSSE	ART.-NR.
	Mac 0	F-000.22.100
	Mac 1	F-000.22.101
	Mac 2	F-000.22.102
	Mac 3m	F-000.22.143
	Mac 3	F-000.22.103
	Mac 4	F-000.22.104
	Mac 5	F-000.22.105
	Miller 00	F-000.22.119
	Miller 0	F-000.22.120
	Miller 1	F-000.22.121
	Miller 2	F-000.22.122
	Miller 3	F-000.22.123
	Miller 4	F-000.22.124
	WIS 1	F-000.22.131
	WIS 2	F-000.22.132
	WIS 3	F-000.22.133
	Paed 0	F-000.22.110
	Paed 1	F-000.22.111

AUSGEREIFT UND UNERREICHT



HEINE EasyClean Griffe

- ▶ Einfache, schnelle und sichere hygienische Wiederaufbereitung.
- ▶ Perfekte Sicht.
- ▶ Robustes Design.
- ▶ Unsere wiederverwendbaren EasyClean Laryngoskope erfüllen nicht nur alle nationalen und internationalen Standards, sondern auch die strengen kalifornischen Anforderungen zur Wiederaufbereitung.

Kompatibel mit allen Spateln nach ISO 7376 (Grüner Standard).

Der Klassiker HEINE F.O. Griff

- ▶ Mit LED^{HQ} oder XHL Beleuchtung.
- ▶ Können durch einen einfachen Tausch der Bodeneinheit von Batterie- zu Ladegriffen umgerüstet werden.
- ▶ Unsere wiederverwendbaren F.O. Laryngoskope erfüllen die relevanten nationalen und internationalen Normen der Wiederaufbereitung.

Kompatibel mit allen Spateln nach ISO 7376 (Grüner Standard).

LARYNGOSKOPGRIFFE	XHL-BATTERIE-GRIFF	LED-BATTERIE-GRIFF	XHL-LADEBATTERIE-GRIFFE 4 NT	LED-LADEBATTERIE-GRIFFE 4 NT
EasyClean LED – STANDARD		F-008.22.820		
EasyClean LED – SLIM		F-008.22.821		
EasyClean LED – SHORT		F-008.22.822		
F.O./F.O.4 NT – STANDARD	F-001.22.860	F-008.22.860	F-007.22.894	F-008.22.894
F.O./F.O.4 NT – SLIM	F-001.22.800	F-008.22.800	F-007.22.804	F-008.22.804
F.O./F.O.4 NT – SHORT	F-001.22.812	F-008.22.812	F-007.22.424	F-008.22.424
NT4 Tisch-Ladegerät für F.O.4 Griffe				X-002.99.494
Reduziereinsatz für F.O.4 SLIM NT Griff (für NT4 Tisch-Ladegerät)				X-000.99.086

NACHHALTIG DURCH KLEINEREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK

**Der ökologische Fußabdruck von
wiederverwendbaren HEINE Spateln.**



**Der ökologische Fußabdruck
von Einmalspateln.**



GRUND Nr. 24:

Einmalspatel aus Plastik haben einen um 5 – 6 Mal größeren CO₂-Fußabdruck als wiederverwendbare Stahlspatel, die immer wieder traditionell desinfiziert werden. Noch viel höhere Emissionen entstehen, wenn Einmal-Metallspatel verwendet werden.¹

Themen wie Luftverschmutzung durch wiederholte Transporte, Müllreduktion, die Vermeidung von Abgasen und die Verringerung des Energieverbrauchs, insbesondere des Verbrauchs von fossilen Energieträgern, und Umweltschutz ganz allgemein werden zu bestimmenden Faktoren – auch und gerade für den Gesundheitssektor.

Valide Zahlen zur Ökobilanz von Mehrweg- versus Einweg-Laryngoskopen stammen aus Nordamerika und Australien. Zwei unabhängige Studien kommen zu einem fast identischen Ergebnis. Beide Studien bestätigen, dass die Verwendung von wiederverwendbaren Laryngoskopen zu einer signifikanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen, je nach Energieversorgung der Einrichtung, von bis zu 85 % führt.

Das ist nur einer von 27 guten Gründen, die für die Qualität der HEINE Spatel sprechen. Alle 27 im Buch der Wahrheit unter [heine.com/BdW](https://www.heine.com/BdW)

¹ Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014

² Aktualisiert im September 2020. Garantiebedingungen siehe [heine.com](https://www.heine.com)

³ Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez

QUALITY made in GERMANY.

Als ein weltweit führender Hersteller von Primärdiagnostik-Instrumenten mit über 500 Mitarbeitern ist HEINE Optotechnik seit mehr als 75 Jahren ein zu 100 Prozent inhabergeführtes Familienunternehmen. Wir entwickeln und fertigen HEINE Instrumente auch zukünftig in unseren Produktionseinrichtungen am Standort Deutschland, wo wir jahrzehntelange Erfahrung und Handwerkskunst mit modernsten Fertigungstechnologien vereinen.

Wir sind in über 120 Ländern weltweit vertreten – mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien und der Schweiz sowie rund 3.000 Repräsentanten, Importeuren und spezialisierten Fachhändlern.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören – und sind gespannt auf Ihre Meinung, Wünsche und Anregungen zu unseren Produkten!



■ HEINE NIEDERLASSUNGEN &
VERTRETUNGEN

 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com



07/21. A-000.00.322 d

