

· Oftalmoscopio indiretto binoculare HEINE SIGMA® 250

Esami accurati, approccio immediato.



70%
più piccola
e leggera

Fonte di energia compatta
e leggera:
HEINE mPack mini



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



OFTALMOSCOPIO INDIRETTO BINOCULARE HEINE SIGMA® 250

Tutti i benefici desiderabili, inclusa una montatura ad occhiale super leggera.

Montatura S-FRAME
completamente
personalizzabile.
Leggera per il
massimo comfort e
una vestibilità autentica.

Per pupille di ogni dimensione.
Regolazione separata di convergenza
e angolo di parallelasse per visioni
stereoscopiche completamente
illuminate di pupille fino a 2 mm e
della zona periferica.



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

Il nuovo standard per l'illuminazione
a LED, definisce l'intensità della
luce, l'omogeneità e la resa dei
colori ottimali per la diagnosi più
accurata. Il rosso è rosso, blu è
blu. Temperatura di colore: tipica
4000 K, CRI tipica ≥ 90 , ottimo
indice di resa cromatica per il
colore rosso.

Telaio leggero.
La fibra di carbonio ad alta
resistenza conferisce al
telaio un peso ridotto ed
un'elevata stabilità.



Resistente alla polvere.
Non richiede manutenzione.

Ottica di precisione HEINE.

HEINE mPack mini – Fonte di energia compatta e leggera per SIGMA 250.

La nuova batteria HEINE mPack mini offre la massima libertà da cavi che costringono gli utenti a lavorare connessi a parete o fonti di energia statica. Con un peso di soli 95 g e dimensioni pari a 44 x 23 x 101 mm, questa fonte di energia portatile è ora circa il 70% più piccola e leggera rispetto al suo predecessore.

Nuovo: Clip da cintura mPack mini migliorata per la semplice applicazione della l'alimentatore alla cintura o al cinturino dei calzoni. mPack mini può essere caricato anche con clip da cintura. Grazie alla tecnologia Li-ion (ioni di litio) la batteria mPack mini ha un tempo di funzionamento continuo a massima potenza tipico di 11 ore.



SIGMA 250 Kit con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con alimentatore E4-USB, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Clip da cintura mPack mini

C-008.33.341

SIGMA 250 M2* Kit con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con alimentatore E4-USB, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Clip da cintura mPack mini

C-008.33.346

SIGMA 250 Set con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con alimentatore E4-USB, Depressore sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20D, Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Clip da cintura mPack mini, Valigetta

C-281.41.671

SIGMA 250 M2* Set con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con alimentatore E4-USB, Depressore sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20D, Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Clip da cintura mPack mini, Valigetta

C-279.41.671

* Il SIGMA 250 M2 ha un micro-spot invece del diaframma piccolo.

Diaframma SIGMA 250: Diaframma SIGMA 250 M2:

► Ulteriori informazioni sui prodotti HEINE sono disponibili all'indirizzo www.heine.com

