

# HEINE OMEGA 600

## Resumen de las características más importantes

Muchas gracias por elegir HEINE OMEGA 600: ¡le deseamos que tenga mucho éxito y que disfrute de su nuevo instrumento!

Si desea compartir sus experiencias o sus descubrimientos, estaríamos encantados de leerlos: #heine #iuseheine #OMEGA600



**Toma de carga USB-C**  
Carga con cable USB-C

**Indicador del estado de carga**

- ● ● 66–100 %
- ● ● 33–66 %
- ● ● 10–33 %
- ● \* parpadea < 10 %

**Ajuste de luminosidad**

On/Off, ajuste progresivo de la intensidad de la luz entre el 3 y el 100 %, así como visionBOOST entre el 100 y el 245 %, para una visibilidad hasta un 20 % mejor en las opacidades de los medios. Se puede posicionar para usuarios diestros y zurdos.

**Palanca de selección de filtro**



Filtros exento de rojo, amarillo y azul cobalto



El video «Cómo configurar su OMEGA 600» explica cómo ajustar el instrumento a sus necesidades personales.

# HEINE OMEGA 600

Resumen de las características más importantes



**Función «flip-up» para voltear hacia arriba la unidad óptica**  
Para una interacción más cómoda con el paciente



**Oculares**  
Para acomodar la vista de la mejor forma posible sustituya los oculares +2D montados inicialmente por las lentes neutrales 0D (suministradas con el instrumento)



**Cabezal coobservador TM2**



**Ajuste de la anchura**



**Tapa de protección contra el polvo para el cristal frontal**

