

HEINE mini-c lampe d'examen portable

Petit format. Grande performance.
En gardant un œil sur la sécurité.



Lampe d'examen robuste et de longue durée de vie, dans un format de poche compact.
Une lumière brillante et concentrée – désormais avec la LED^{HQ} unique.

- ⌘ Examen des yeux en toute sécurité avec test photobiologique.
- ⌘ Port confortable et ergonomique.
- ⌘ Couleurs naturelles et durée de vie quasi illimitée de la LED^{HQ}.
- ⌘ Extinction automatique dans la poche.
- ⌘ 20 000 cycles d'allumage/extinction garantis.
- ⌘ Piles de recharge. Type AAA.

Informations de commande	Réf.
HEINE mini-c lampe d'examen portable avec piles	D-008.73.109
HEINE mini-e Ear Light avec piles [02] pour l'otoplastie. L'illuminateur auriculaire est utilisé pour contrôler le positionnement optimal des implants auditifs.	D-008.73.103

