

HEINE DELTA 30

Das Wichtigste in Kürze



HEINE DELTA 30

Das Wichtigste in Kürze

Für einen sicheren Halt rastet die Kontaktscheibe mit einem deutlich hörbaren Klick ein.

 Ladezustand
60 - 100 %

 Ladezustand
33 - 66 %

 Ladezustand
10 - 33 %

 blinkt
Ladezustand
<10 %



Diode leuchtet
blau = Polarisierte
Beleuchtung

Diode leuchtet
nicht = Nicht polarisierte
Beleuchtung

Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte



Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTA 30 in Aktion am Patienten.



Erinnern Sie sich an jedes Muttermal.

Der HEINE DERManager* ist die ideale Ergänzung zu Ihrem DELTA 30. Diese Softwarelösung macht die digitale Verwaltung von Hautaufnahmen zum Kinderspiel.

*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.

