

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

:- Transformador de Pared HEINE® EN 200-1 con Dermatoscopio DELTA® 20 T

Se enciende y se apaga automáticamente.
Siempre listo. Siempre cerca.



HEINE® EN 200-1

Con ahorro de espacio y siempre a mano, listo para usarse.

TRANSFORMADOR DE PARED EN 200-1

- ✦ **Hay incorporado un seguro antirrobo** mediante un tornillo de fijación integrado. Así, el instrumento está siempre en su sitio.
- ✦ **Excelente eficiencia energética.**
Los instrumentos se encienden y se apagan automáticamente. Al tomarlos y al depositarlos de nuevo. Y tras 15 minutos de inactividad desenganchados, también se apagan. Al tomar el aparato, se enciende con el nivel de brillo seleccionado la última vez. Así se ahorra tiempo y electricidad.
- ✦ **Radio de trabajo grande** gracias al cable en espiral con un alcance de hasta 3,50 m.
- ✦ **Suministro de corriente sin batería.**



El Transformador de Pared EN 200-1 cumple la norma actual IEC 60601-1:

Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica (edición 3.1), cuyas exigencias se han vuelto a intensificar en algunos aspectos.

DERMATOSCOPIO DELTA 20 T

- ✦ **La función «Toggle»** permite alternar entre el modo de iluminación polarizado y no polarizado.
- ✦ **Imágenes de alta resolución** gracias al sistema óptico acromático de alta calidad.
- ✦ **Vista detallada hasta de las estructuras más pequeñas:** con el sistema de enfoque se consiguen entre 10 y 16 aumentos.
- ✦ **Visión sin reflejos ni deslumbramiento gracias a la polarización,** también sin líquido de inmersión.
- ✦ **Con una sola mano:** ajuste individualizado de la nitidez, compensación de corrección en un rango aprox. de entre -6 y +6 dpt.
- ✦ **Documentación digital:** gracias al adaptador fotográfico SLR HEINE, el DELTA 20 T se puede conectar sin problemas a las cámaras réflex de los fabricantes más importantes.

Naturalmente, en el mango del EN 200-1 se pueden colocar muchos otros de nuestros cabezales de instrumento.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

Están los LED. Y están los LED^{HQ}. HEINE a establecido un nuevo estándar, que mantiene que solo lo mejor es lo suficientemente bueno desde la selección del material hasta el acabado, desde la intensidad luminosa hasta la posibilidad de atenuación, desde la gestión térmica hasta un índice de reproducción del color lo más alto posible. **Lo hemos bautizado como «LED in HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en calidad HEINE».** De ahí la denominación «LED^{HQ}».

Transformador de Pared EN200-1 (Unidad de base con un mango) para el uso individual con cable USB largo y fuente de alimentación de enchufe E4-USB incl. Cabezal Dermatoscopio DELTA 20 T con disco de contacto Ø 23 mm con marcaje de escala y compendio de dermatoscopia

K-010.28.252

¡Puede encontrar otras configuraciones de producto y otros productos de calidad HEINE en nuestro sitio web heine.com o bien llamándonos por teléfono!



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

