




# Unsere beste Bildgebung noch besser.



**Optimieren Sie Ihr HEINE Dermatoskop mit dem SLR | SLM Kamera Adapter.** Die Kombination aus dem HEINE DELTA 30 oder HEINE DELTA 30 PRO, dem HEINE SLR | SLM Kamera Adapter und einer DSLR oder DSLM Kamera bietet ein umfassendes System, um Aufnahmen mit gleichbleibend hoher Qualität zu dokumentieren.

**Rüsten Sie Ihr High-End-Dermatoskop auf, für eine noch bessere Bildgebung. Die perfekte Lösung, nicht nur für wissenschaftliche Anwendungen und die tägliche Arbeit klinischer Fotografen.**


- ▶ Universell einsetzbar für DELTA 30 PRO und DELTA 30
- ▶ Verbesserung der Sichtbarkeit von kleinsten Strukturen durch digitale Nachvergrößerung
- ▶ Höchste optische Auflösung
- ▶ Beste Sichtbarkeit von Details
- ▶ Leichte Nachfokussierung

## Den richtigen Adapter finden:

Der HEINE SLR | SLM Kamera Adapter ist entweder mit einem Bajonettanschluss für bestimmte digitale Spiegelreflexkameras (DSLR) und spiegellose Digitalkameras (DSLM) oder nur mit einem universellen T2-Anschluss erhältlich.

Beim Kauf des SLR | SLM Kamera Adapters Universal wird ein T2-Adapter mit Bajonett-Kameraanschluss benötigt, um die Digitalkamera mit dem Adapter zu verbinden.

**Diese Kombinationen mit dem HEINE Kamera Adapter sind für die folgenden Digitalkameras erhältlich:**



Marke	Bajonettadapter	HEINE SLR   SLM Kamera Adapter
Canon	DSLR EOS EF	K-000.34.141
	DSLM EOS R	K-000.34.142
	DSLM EOS M	K-000.34.143
NIKON	DSLR NIKON F	K-000.34.144
	DSLM NIKON Z	K-000.34.145
SONY	DSLM SONY E	K-000.34.146
Universal	nicht enthalten	K-000.34.140

Weitere Informationen über den HEINE SLR | SLM Kamera Adapter finden Sie unter [www.heine.com/adapter](http://www.heine.com/adapter)