




# La nostra acquisizione di immagini migliore, ripensata.



**Potenziare il vostro dermatoscopio HEINE con l'adattatore per camere SLR | SLM.** La combinazione di HEINE DELTA 30 o HEINE DELTA 30 PRO, adattatore per camere SLR | SLM e fotocamera DSLR o DSLM crea un sistema completo per la documentazione accurata delle immagini di alta qualità.

**Potenziare il vostro dermatoscopio di fascia alta per ottenere delle immagini ancora migliori. La soluzione perfetta, non solo per gli ambiti di applicazione scientifici e per il lavoro quotidiano dei fotografi clinici.**


- ▶ Utilizzabile universalmente per DELTA 30 PRO e DELTA 30
- ▶ Miglioramento della visibilità delle strutture più minute grazie all'ingrandimento digitale
- ▶ Massima risoluzione ottica
- ▶ Migliore visibilità dei dettagli
- ▶ Facile messa a fuoco

## Trovate l'adattatore giusto:

L'adattatore per camere SLR | SLM HEINE è disponibile con un raccordo a baionetta per determinate fotocamere reflex a obiettivo singolo (DSLR) e per fotocamere digitali mirrorless a obiettivo singolo (DSLM) o con solo un raccordo universale T2.

In caso di acquisto dell'adattatore per camere SLR | SLM Universal, un adattatore T2 con raccordo a baionetta per la fotocamera è necessario per collegare la fotocamera digitale all'adattatore.

## Queste combinazioni di adattatori per fotocamere HEINE sono disponibili per le seguenti fotocamere digitali:



Marca	Adattatore a baionetta	HEINE Adattatore per camere SLR   SLM
Canon	DSLR EOS EF	K-000.34.141
	DSLM EOS R	K-000.34.142
	DSLM EOS M	K-000.34.143
NIKON	DSLR NIKON F	K-000.34.144
	DSLM NIKON Z	K-000.34.145
SONY	DSLM SONY E	K-000.34.146
Universal	non fornito	K-000.34.140

Per maggiori informazioni sull' HEINE adattatore per camere SLR | SLM visitate [www.heine.com/adattatori](http://www.heine.com/adattatori)