



**La mobilité et la qualité
ne font plus que « one ».
Le dermatoscope
HEINE DELTAone.**

Petit d'extérieur, grand de l'intérieur.

La précision diagnostique associée à la mobilité. Le HEINE DELTAone convainc les médecins de tous horizons. Grâce à ses dimensions réduites, il est votre compagnon idéal, sans que vous ayez à renoncer à une fidélité exceptionnelle des couleurs avec un champ de vision de 21 millimètres réels. Jamais la qualité d'image n'a été aussi mobile.



Image extrêmement nette avec le système optique achromatique HEINE

Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LED^{HQ}

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Documentation numérique avec le DERManager exclusif de HEINE

DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-211.28.305

Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTAone

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Sous réserve de modifications techniques.

10/23. A-000.00.229 FR

