

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



∴ **Lampada da visita HEINE EL3 LED**

illuminazione LED assolutamente chiara



Il termine "qualità" è attualmente uno dei termini più utilizzati ed abusati allo scopo di vendere prodotti. Tuttavia sono poche le aziende in grado di concretizzare la qualità dei loro prodotti con conseguenti vantaggi ed utilità per il cliente finale. HEINE definisce i vantaggi della qualità HEINE in relazione a prestazioni, funzionalità e durata:

PRESTAZIONI

Assolutamente chiara. Per un'illuminazione assolutamente chiara, senza riflessi della superficie desiderata.

Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile: **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.**

Illuminazione senza riflessi. La testa di illuminazione compatta (Ø ca. 60mm) può essere posizionata in modo preciso e semplice, in particolare in caso di condizioni d'esame difficili. Il posizionamento ottimale elimina riflessi indesiderati nel campo luminoso.



FUNZIONALITÀ

Non richiede manutenzione ed è facile da pulire.

Il design "Cool-Touch" del corpo completamente chiuso permette una pulizia e una disinfezione semplice ed efficace.

Posizionamento ottimale – La leggera testa illuminante e lo stabile collo d'oca permettono una regolazione facile e intuitiva, mantenendo la luce esattamente nella posizione desiderata.

Varie opzioni di montaggio. Su stativo a rotelle, a parete o da tavolo.



DURATA

HEINE offre una garanzia di 5 anni. L'altissimo livello qualitativo di ogni strumento HEINE è il risultato di un'integrazione verticale in ambito produttivo e di un controllo scrupoloso in ogni singola fase.

Gestione del calore LED. I sistemi di illuminazione a LED necessitano di una gestione del calore specifica affinché sia garantita un'illuminazione di uguale intensità e qualità per tutta la durata del prodotto. Materiali per la dissipazione del calore accuratamente selezionati garantiscono che la lampada da visita EL 3 LED mantenga le stesse prestazioni per tutta la sua vita.

Lampade da visita EL 3 LED con fissaggio a parete

J-008.27.011

Lampade da visita EL 3 LED con fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo [01]

J-008.27.013

Lampade da visita EL 3 LED con stativo a rotelle in metallo [02]

J-008.27.014



QUALITÀ GARANTITA: Ideata e prodotta ai sensi delle rigide direttive ISO 9001/13485 e della legge tedesca concernente i dispositivi medici (MPG, Medizinproduktegesetz).